STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

Réfrigérateur de laboratoire RLVH +5°C





LES +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC
- Régulation électronique sur secteur (STANDARD) ou sur accumulateur (PRO)
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Possibilité d'enregistrer les données via USB (disponible avec la régulation PRO)
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte

POINTS CLÉS

Idéal pour la conservation de vos échantillons biologiques entre +2 et +15°C

(température de consigne +5°C)

Alarmes de température et ouverture de porte

Volume table top au double porte 1365 L

Mémorisation des alarmes
(de 10 à 30 selon le type de régulation)

Porte réversible à rappel automatique

(Isolation en polyuréthane expansé

Pieds réglables à l'avant







TEL: 02 41 62 30 29 - FAX: 02 41 62 81 25 E-MAIL: info@sorema.com - www.sorema.com



I STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE **STANDARD**




Equipement de base (Voir description page 18)

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE **PRO**



Disponible en option (Voir description page 19)

AMÉNAGEMENTS



Tiroir en inox compartimenté et perforé



Clayettes en fil d'acier plastifié blanc



Divers aménagements possibles

		Gamme RLVH								
Modèles		130 L	270 L	370 L	440 L	530 L	625 L	925 L	1160 L	1365 L
Volume brut		140	300	400	470	600	700	1030	1295	1500
Dimensions extérieures (L x P x H) cm		53 x 64 x 84	60 x 65 x 164	60 x 60 x 192	60 x 70 x 192	75 x 70 x 210	75 x 82 x 210	120 x 70 x 192	150 x 70 x 210	150 x 82 x 210
Options										
Régulation électronique PRO + port USB		PRO								
Enregistreur de température type clé USB		ELEENR-XX412350								
Surveillance de température et alerte par SMS		ELESYS-XX606580								
Contact sec		+ SE								
Passage de sonde		+ PS								
Clayette	(VFAACC)	201340	201450		201490	201560	201670	201490	201560	201670
Tiroir	(VFAACC)	251340	251450		251480	251560	251670	251480	251560	251670
Kit de compartimentage	(VFAACC)	301010	301120		301170	301230	301340	301170	301230	301340
Fond de tiroir perforé (par tiroir)		+FP								
Kit roulettes avec frein	(VFAACC)	501010	521120			521230		521120	521230	
Voltage 240 V / 60 Hz		+GA								
Carosserie INOX		+11								







 $\hbox{E-MAIL:} in fo@sorema.com-www.sorema.com\\$

